

Administrasjonsguide:

Qdenga™ Pulver og væske til injeksjonsvæske i ferdigfylt sprøyte.

Qdenga™ er en to-komponentsvaksine, som består av et hetteglass med frysetørket vaksine i pulverform og en ferdigfylt sprøyte med oppløsningsvæske. Den frysetørkede vaksinen må rekonstitueres med oppløsningsvæsken i forkant av injisering.¹

Oppbevaring¹:

- Oppbevares i kjøleskap (2 °C til 8 °C).
- Må ikke fryses.
- Qdenga™ skal brukes umiddelbart etter rekonstituering. Dersom Qdenga™ ikke injiseres umiddelbart, må vaksinen benyttes innen 2 timer.
- Qdenga™ har en holdbarhet på 18 måneder. Qdenga™ må aldri brukes etter utløpsdatoen på pakken.

Innhold:


- Hetteglass som inneholder frysetørket vaksine i pulverform
- Ferdigfylt sprøyte med oppløsningsvæske
- 2 nåler



Klargjøring¹


Steg 1: Forberedelser

- Ta av lokket på hetteglasset og tørk av toppen med en desinfeksjonsserviett.
- Fest en steril nål til den ferdigfylte sprøyten, og stikk kanylespissen ned i hetteglasset. Anbefalt nål er 23G.
- Tilsett oppløsningsvæsken langsomt ved å trykke inn stemplet på sprøyten. Væsken bør rettes langs siden av hetteglasset for å redusere sjansen for at det dannes bobler.




Steg 2: Rekonstituering

- Fjern fingeren din fra stempelet, og mens hetteglasset hviler på en rett overflate, roterer du væsken i hetteglasset forsiktig i begge retninger mens sprøyten med den påmonterte nålen fremdeles er stukket ned i hetteglasset.
- IKKE RIST. Skum og bobler kan oppstå i det rekonstituerte produktet.
- La hetteglasset og sprøyten med påmontert nål hvile en stund til injeksjonsvæsken blir gjennomsiktig. Dette tar omtrent 30-60 sekunder.



Steg 3: Klargjøring

- Trekk ut hele innholdet av den rekonstituerte Qdenga™-løsningen opp fra hetteglasset med den samme sprøyten, til en luftboble blir synlig i sprøyten.
- Dra sprøyten med påmontert nål, forsiktig ut fra hetteglasset.
- La sprøyten med nålen peke oppover, og knips forsiktig på siden av sprøyten for å føre luftboblen mot toppen av sprøyten. Koble fra den påmonterte nålen og erstatt denne med en ny, steril nål. Anbefalt nål er 25G 16 mm. Trykk forsiktig luftboblen ut av sprøyten, frem til en liten dråpe av injeksjonsvæsken samler seg på toppen av nålen.
- Qdenga™ er nå klar for å injiseres subkutant (SC). Foretrukket injeksjonssted er i deltaområdet på overarmen.



2 doseringer
3 måneders
doserings-
intervall¹

1. dose

0.5 mL

settes i måned 0



2. dose

0.5 mL

settes i måned 3

For å oppnå full beskyttelse og effekt fra vaksinen, bør pasientene motta begge dosene med tre måneders mellomrom.¹

Husk å minne pasienten på å avtale time for å få satt den andre vaksinedosen etter at de har mottatt første dose.

I tilfelle anafylaktisk reaksjon: Pasienten må være til observasjon og medisinsk tilsyn må være tilgjengelig umiddelbart etter injisering.¹

For full produktinformasjon inkludert mulige bivirkninger og reaksjoner se qdenga.no eller felleskatalogen.no.


 **Qdenga™**
Qdenga Tetravalent vaksine mot
denguefeber (levende, svekket)

Hva er dengue?

Dengue er en febril virusinfeksjon som skyldes fire forskjellige virus (denguevirusserotype¹⁻⁴) som overføres av Aedes-mygg (i hovedsak Aedes aegypti og Aedes albopictus)¹. Aedes aegypti er godt tilpasset bymiljøer og trives i umiddelbar nærhet til mennesker^{4,6}. Når en mygg er smittsom, kan den overføre denguevirus til en rekke personer resten av sitt liv^{4,5}.

Hvor er denguefeber utbredt?

Kartet viser hvor denguefeber er utbredt i verden. Denguefeber forekommer først og fremst i tropisk og subtropisk klima. Reisende til endemiske land kan være utsatt for smittefare.



● Hyppig/kontinuerlig ● Sporadisk/usikker ● Ingen risiko identifisert for øyeblikket



Informasjon om denguefeber for reisende

Du kan henvise reisende til kampanjen *Info om dengue før reisen*. På vår nettside og i sosiale medier kan reisende finne informasjon om denguefeber, symptomer og forebyggende tiltak og varsler om utbrudd.



Referanser:

1. [WHOINEUR] World Health Organization. Dengue in the WHO European Region. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/234198/Dengue-in-the-WHO-European-Region.pdf. Retrieved August 2021.
2. [SPC] Qdenga™ Summary of Product Characteristics (12/2022)
3. [BIS19] Biswal S, et al. N Engl J Med. 2019;381(21):2009-2019 and supplementary appendix.
4. [GUZ16] Guzman MG, et al. Nat Rev Dis Primers. 2016;2:16055.
5. [YAN21] Yang X, et al. J Travel Med. 2021;28(8):taab146.
6. [BAC13] Bäck AT, et al. Infect Ecol Epidemiol. 2013;3:19839.



C-APROM/NO/QDE/0035 Jan 24